

() は
保存温度

生化学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先																										
電 解 質 ・ 微 量 金 属	121 3F130	βーリポ蛋白 3F1300000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	M:150～600 F:130～400 mg/dL		4～5		4																										
	1492 3F156	リポ蛋白(a) 3F1560000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集比濁法	30.0以下 mg/dL	生化Ⅰ 107	3～5	3月に1回算定できる	6																										
	1660 3F135	リポ蛋白分画 3F1350000023233	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	電気泳動法 (アガロース 膜)	備考参照 %	生化Ⅰ 49	4～5	<table><tr><td></td><td colspan="2">M</td><td colspan="2">F</td></tr><tr><td>α</td><td>27</td><td>～</td><td>51</td><td>33</td><td>～</td><td>53</td></tr><tr><td>preβ</td><td>8</td><td>～</td><td>24</td><td>7</td><td>～</td><td>21</td></tr><tr><td>β</td><td>35</td><td>～</td><td>56</td><td>34</td><td>～</td><td>52</td></tr></table>		M		F		α	27	～	51	33	～	53	preβ	8	～	24	7	～	21	β	35	～	56	34	～	52	3
		M		F																																
	α	27	～	51	33	～	53																													
	preβ	8	～	24	7	～	21																													
	β	35	～	56	34	～	52																													
	2703 3F140	リポ蛋白分画/HPLC 3F1400000023204	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	HPLC法	10P 参照	生化Ⅰ 129	4～5		3																										
	1858 3F160	リポ蛋白リパーゼ LPL 3F1600000022023	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.5(凍結)	EIA法	164～284 ng/mL	生化Ⅰ 219	3～9		3																										
	2397 3F087	MDAーLDL マロンジアルデヒド修飾LDL 3F0870000023023	1 全血容器(茶)	血清 1(凍結)	EIA法	M:45歳未満 48～82 45歳以上 61～105 F:55歳未満 46～82 55歳以上 61～105 U/L	生化Ⅰ 194	3～15	単独検体 ＊1	3																										
	125 3F025	リン脂質 PL 3F0250000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	酵素法	150～250 mg/dL	生化Ⅰ 15	3～5		4																										
	124 3F035	遊離脂肪酸 NEFA 3F0350000023271	1 全血容器(茶)	血清 0.3(絶凍)	酵素法	0.10～0.81 μEq/L	生化Ⅰ 59	3～5		4																										
	1331 3F180	アポリポ蛋白AⅠ 3F1800000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:119～155 F:125～165 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																										
1332 3F185	アポリポ蛋白AⅡ 3F1850000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:25.9～35.7 F:24.6～33.3 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																											
1333 3F190	アポリポ蛋白B 3F1900000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:73～109 F:66～101 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																											
1334 3F195	アポリポ蛋白CⅡ 3F1950000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:1.8～4.6 F:1.5～3.8 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																											
1335 3F200	アポリポ蛋白CⅢ 3F2000000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:5.8～10.0 F:5.4～9.0 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																											
1336 3F205	アポリポ蛋白E 3F2050000023061	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法 (TIA法)	M:2.7～4.3 F:2.8～4.6 mg/dL	生化Ⅰ 31	4～5	10P参照	3																											
1563 3F095	脂肪酸4分画 3F0950000022202	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.5(冷蔵)	GC法	10P 参照 μg/mL	生化Ⅱ 389	4～7	空腹時に採血	3																											

* ¹マロンジアルデヒド修飾LDL(MDA-LDL) 冠動脈疾患既往歴のある糖尿病患者で、冠動脈疾患発症に関する予後予測の補助の目的で測定する場合に3月に1回に限り算定できる。ただし、糖尿病患者の経皮的冠動脈形成術治療時に、治療後の再狭窄に関する予後予測の目的で測定する場合、上記と別に術前1回に限り算定できる。
診療報酬明細書の摘要欄に前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載する。