

() は
保存温度

内分泌学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
甲状腺・ 副甲状腺 関連	1749 4B015	FT3 遊離トリヨードサイロニン 4B0150000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ECLIA	2.30~4.00 pg/mL	生化Ⅱ 121	1~2		1
	1788 4B035	FT4 遊離サイロキシン 4B0350000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ECLIA	0.90~1.70 ng/dL	生化Ⅱ 121	1~2		1
	1166 4A055	TSH 甲状腺刺激ホルモン 4A0550000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ECLIA	0.610~ 4.230 μIU/mL	生化Ⅱ 98	1~2		1
	1610 4B040	サイログロブリン Tg 4B0400000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	ECLIA法	33.70以下 ng/mL	生化Ⅱ 128	1~2		1
	1249 5G290	抗サイログロブリン抗体 A-Tg.TgAb 5G2900000023007	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA	28未満 IU/mL	生化Ⅱ 136	1~2		1
	1194 5G285	抗TPO抗体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体A-TPO 5G2850000023005	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ECLIA	16未満 IU/mL	生化Ⅱ 138	1~2		1
	2442 5G310	TSHレセプター抗体 TRAb定量(第3世代) 5G3101352023053	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	ECLIA法	2.0未満 IU/L	生化Ⅱ 208	1~2	*2	1
	1384 5G300	TSAb 甲状腺刺激抗体 5G3000000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	バイオアッセイ法	110未満 %	免疫 330	4~5		3
	1158 4B045	TBG サイロキシン結合グロブリン 4B0450000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.3(凍結)	CLEIA	14.0~31.0 μg/mL	生化Ⅱ 130	5~8	*2	3
	1128 4C025	PTH-INTACT 副甲状腺ホルモンINTACT 4C0250000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA法	10~65 pg/mL	生化Ⅱ 161	1~2	保険収載名「副甲状腺ホルモンPTH」	1
	2230 4C026	whole-PTH 副甲状腺ホルモンwhole 4C0260000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA法	14.9~56.9 pg/mL	生化Ⅱ 161	0	保険収載名「副甲状腺ホルモンPTH」	3
	1614 4C034	PTH関連蛋白-インタクト PTHrP-Intact 4C0340100022006	11 アプロチニンEDTA	血漿 0.5(凍結)	IRMA(ビーズ固相法)	1.1未満 pg/L	生化Ⅱ 185	3~5	保険収載名「副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)」 *1	3
	1827 4C035	カルシトニン CT 4C0351000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA法	M : 5.15以下 F : 3.91以下 pg/mL	生化Ⅱ 127	3~5		3

*1 PTH関連蛋白 高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する治療効果判定のために測定した場合に限り算定する。

*2 甲状腺刺激抗体(TSAb)と抗TSHレセプター抗体(TRAb)を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。