

腫瘍マーカー

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
腫瘍マーカー	1805 5D010	CEA 癌胎児性抗原 5D0100000023007	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLIA法	5.0以下 ng/mL	生化Ⅱ 99	1~2	*1	1
	1797 5D015	AFP α-フェトプロテイン 5D0150000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLIA法	10.0以下 ng/mL	生化Ⅱ 98	1~2		1
	1845 5D520	PIVKAⅡ-CLIA 5D5200000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	40未満 mAU/mL	生化Ⅱ 131	2~4		3
	1960 5D018	AFPレクチン分画 α-フェトプロテインレクチン分画 5D0180000023024	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	LBA-EATA法	L3分画 10.0未満 総AFP量 10.0以下 ng/mL	生化Ⅱ 185	3~5		3
	1438 5D025	BFP 塩基性フェトプロテイン 5D0250000023023	35 ブレイン管	血清 0.6(冷蔵)	EIA法	75以下 ng/mL	生化Ⅱ 150	3~4	分離材入りの容器不可 溶血検体検査不可 採血後2時間以内に血清分離	3
	1567 5D130	CA19-9 5D1300000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	CLIA法	37.0以下 U/mL	生化Ⅱ 121	1~2		1
	1590 5D170	DUPAN-2 5D1700000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	EIA法	150以下 U/mL	生化Ⅱ 115	3~5	*1	3
	1293 5D220	SPan-1 5D2200000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	IRMA法	30以下 U/mL	生化Ⅱ 144	3~5		3
	1811 5D175	SLX シアリルLex-i抗原 5D1750000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	RIA固相法	38以下 U/mL	生化Ⅱ 140	3~5		3
	1435 5D200	NCC-ST-439 5D2000000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	EIA法	男性及び50歳以上の女性 4.5未満 女性49歳以下 7.0未満 U/mL	生化Ⅱ 112	3~5		3
	2224 5D560	抗p53抗体 5D5600000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	CLEIA法	1.30以下 U/mL	生化Ⅱ 163	3~5	*4	3
	1826 5D325	シフラ サイトケラチン19フラグメント 5D3250000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.8(冷蔵)	CLEIA法	3.5以下 ng/mL	生化Ⅱ 154	3~5	*2	3
	1588 5D410	NSE 神経特異エノラーゼ 5D4100000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	ECLIA法	16.3以下 ng/mL	生化Ⅱ 142	3~5	*3	3
	1373 5D550	ProGRP ガストリン放出ペプチド前駆体 5D5500000022051	6 EDTA2Na管	血漿 0.4(冷蔵)	CLEIA	81未満 pg/mL	生化Ⅱ 175	3~5		3
	1345 5D300	SCC抗原 扁平上皮癌関連抗原 5D3000000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	1.5以下 ng/mL	生化Ⅱ 101	3~5		3

*1 CEAとDUPAN-2 あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

*2 シフラ 悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌に限り「悪性腫瘍特異物質治療管理料」を算定できる。

*3 ProGRPとNSE あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

*4 抗P53抗体 食度癌、大腸癌又は乳がんが強く疑われる患者に対して行った場合に月1回限り算定できる。

5D3250000023053

ng/mL