

() は
保存温度

腫瘍マーカー

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
腫瘍 マ ー カ ー	1572 5D100	CA125 5D1000000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLEIA法	35.0以下 U/mL	生化Ⅱ 136	3~5	*1	3
	2575 5D110	HE4 ヒト精巢上体蛋白4 5D1100000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	閉経前女性: 70.0 以下 閉経後女性: 140.0以下 pEq/L	生化Ⅱ 200	3~5		3
	2576 5D113	ROMA 卵巣悪性腫瘍推定値 5D1130000023919	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	閉経前女性: 7.4 未満 閉経後女性: 25.3 %		3~5	CA125(項目コード1572)とHE4(項目 コード2575)の同時依頼が必要です	3
	2544 5D103	CA602 5D1030000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ELISA法	63以下 U/mL	生化Ⅱ 190	3~5	*1	4
	1292 5D150	CA72-4 5D1500000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ECLIA法	10.0以下 U/mL	生化Ⅱ 146	3~5		3
	1355 5D153	STN シアリルTn抗原 5D1530000023005	1 全血容器(茶)	血清 0.4(冷蔵)	RIA・固相法	45以下 U/mL	生化Ⅱ 146	3~5		3
	2551 5D155	CA54/61 5D1550000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ELISA法	12以下 U/mL	生化Ⅱ 184	3~5		4
	1579 5D125	BCA-225 5D1250000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLEIA法	160未満 U/mL	生化Ⅱ 158	3~5		3
	1404 5D177	CSLEX シアリルLex抗原 5D1770000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	EIA法	8.0未満 U/mL	生化Ⅱ 160	3~5	*2 *3	3
	1589 5D120	CA15-3 5D1200000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	25.0以下 U/mL	生化Ⅱ 112	3~5	*2	3
	1372 5D305	高感度PSA 前立腺特異抗原 5D3050000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	4.000以下 ng/mL	生化Ⅱ 121	1~2	23P参照	1
	1269 5D308	フリーPSA/トータルPSA比 PSAF/T比 5D3080000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLIA法	26.0%以下 前立腺癌 疑い %	生化Ⅱ 150	3~5	23P参照	3
	1700 5D306	PSA-ACT 5D3060000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	3.4以下 ng/mL	生化Ⅱ 124	3~4		3
	2805 5D304	PSAレクチン結合分画比 S2, 3PSA% 5D3040000023024	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	LBA-EATA法	38.0未満 %	生化Ⅱ 248	3~5	23P参照	3
	1430 5D310	γ-Sm γ-セミノプロテイン 5D3100000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.4(凍結)	CLEIA法	4.00以下 ng/mL	生化Ⅱ 187	3~5		3
	2751 5D309	プロステートヘルスインデックス phi 5D3090000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLEIA法	27.2未満 0	生化Ⅱ 281	3~5	23P参照	3

*1 CA125とCA602 あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

*2 CA15-3とCSLEX あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。

*3 CSLEX 診療及び他の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。