

() は
保存温度

免疫学検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
血液型 関連	1322 5G520	抗血小板抗体 5G5200000023103	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	混合受身凝 集法	(-)	免疫 261	4~7		3
	1470 5G525	血小板表面IgG PAIgG 5G5250000019021	23 血小板表面 I g G 用	ACD加血液 8.5(室温)	EIA法	27.6未満 ng/10 ⁷ PLT	免疫 190	4~7	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可 *1 容器NO23専用容器	3
	2474 5G530	HIT抗体 PF-4ヘパリン複合体 5G5300000022117	4 凝固容器(黒)	血漿 0.5(凍結)	ラテックス凝 集法	1.0未満 U/mL	免疫 390	4~7	単独検体 *2	3
	2501 5G530	HIT抗体IgG PF-4ヘパリン複合体IgG抗体 5G5300000022051	4 凝固容器(黒)	血漿 0.5(凍結)	CLIA法	1.00未満 U/mL	免疫 376	4~7	単独検体 *2	3
抗核 抗体	2525 5G010	抗核抗体(ANA)半定量 蛍光抗体法 5G0100000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	蛍光抗体法	40倍未満	免疫 99	3~5		6
	1939 5G010	抗核抗体(ANA) 5G0100000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	Ratio 1.00 以下	免疫 110	3~5		3

*1 PA-IgG 特発性血小板減少性紫斑病の診断又は経過観察の目的で行った場合に算定する。

*2 HIT抗体・HIT抗体 IgG ヘパリン起因性血小板減少症の診断を目的として行った場合に算定する。一連の検査で同時に実施した場合は主たるもののみ算定する。

抗核抗体 染色型と自己抗体および関連疾患 (赤字は受託可能)

染色型	推定される抗体	関連疾患
Homogeneous型 (均質型)	抗DNA抗体	全身性エリテマトーデス
	抗ヒストン抗体	全身性エリテマトーデス 薬剤誘発性ループス
	抗DNP抗体	全身性エリテマトーデス 関節リウマチ、強皮症
Peripheral型 (辺縁型)	抗DNA抗体	全身性エリテマトーデス
Speckled (斑紋型)	抗RNP抗体	混合性結合組織病、強皮症 全身性エリテマトーデス
	抗Sm抗体	全身性エリテマトーデス
	抗SS-A抗体	シェーグレン症候群
	抗SS-B抗体	
	抗Scl-70抗体	
Nucleolar型 (核小体型)	抗U3RNP抗体	強皮症
	抗7-2RNP抗体	
	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	筋炎・強皮症重複症候群
	抗PM-scl抗体	
Centromere型 (散在斑紋型)	抗セントロメア抗体	CREST症候群
Granular型	抗Sp100抗体	原発性胆汁性胆管炎
	抗Sp140抗体	
	抗PML抗体	
	抗SUMO抗体	
	抗p80coilin抗体	
抗核膜型	抗ミラン抗体	自己免疫性肝炎
	抗gp210抗体	原発性胆汁性胆管炎
	抗p62抗体	慢性疲労症候群
PCNA型・PCNA様型	抗PCNA抗体	全身性エリテマトーデス
	抗Na抗体	

細胞質型 (赤字は受託可能)

推定される抗体	関連疾患
抗Jo-抗体	皮膚筋炎、多発性筋炎
抗ミトコンドリア抗体	自己免疫性肝炎 原発性胆汁性胆管炎
抗SRP抗体	多発性筋炎
抗アクチン抗体	自己免疫性肝炎
抗リボソーム抗体	全身性エリテマトーデス
抗ゴルジ抗体	関節リウマチ
	シェーグレン症候群
	全身性エリテマトーデス
抗紡錘体抗体	シェーグレン症候群 全身性エリテマトーデス
抗NuMA-1抗体	
抗NuMA-2抗体	
抗中心抗体	レイノー症候群
	強皮症