

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
ツツガムシ	1143 5E128	ツツガ虫－ギリアムIgG 5E1280000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
	1144 5E129	ツツガ虫－ギリアムIgM 5E1290000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
	1139 5E122	ツツガ虫－カープIgG 5E1220000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
	1140 5E123	ツツガ虫－カープIgM 5E1230000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
	1141 5E125	ツツガ虫－カト－IgG 5E1250000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
	1142 5E126	ツツガ虫－カト－IgM 5E1260000023162	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	蛍光抗体法	10未満	免疫 203	4～6	*1	3
H・ピロリ菌	1591 5E064	ヘリコバクターピロリ抗体 5E0640000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝集 比濁法	(-) 10.0 未満 U/mL	免疫 80	1～2	使用試薬：デンカ	1
	1480 5E068	便中ヘリコバクターピロリ抗原 5E0680000015023	47 便中ピロリ専用容器	便 (冷蔵)	EIA法	(-)	免疫 138	3～5		3
	1612 6Z100	尿素呼気試験 6Z1000000098203	31 呼気採取バック	専用容器 (室温)	IR法	2.5‰未満 ‰	免疫 70	1～2		1
トキソプラズマ	2672 5E156	トキソプラズマ抗体IgG 5E1560000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	(-) 1.6未満 (±) 1.6～3.0 未満 (+) 3.0以上 IU/mL	免疫 93	3～4		3
	2673 5E157	トキソプラズマ抗体IgM 5E1570000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	(-) 0.50未満 (±) 0.50～0.60 未満 (+) 0.60以上	免疫 95	3～4		3
ウイルス抗体		ウイルス抗体価					免疫 79	3～4	項目・コード・検体種別：42～44P参照	3
		グロブリン別ウイルス抗体価					免疫 200	3～4	項目・コード・検体種別：42～44P参照	3
ノロウイルス	1959 5F630	ノロウイルス抗原(便) 5F6301410015023	27 糞便一般用	便 拇指頭大(冷蔵)	イムノクロマト 法		免疫 150	1～2	*2	1
	2741 5F630	ノロウイルス/PCR 5F6301450015875	27 糞便一般用	便 小指頭大(冷蔵)	リアルタイム RT-PCR	(-)		1～2		1

*1 ツツガムシ抗体定量 各株(菌株)ごとに算定する

*2 ノロウイルス抗原 次の患者について、ノロウイルス感染症が疑われる場合に算定する。3歳未満、65歳以上、悪性腫瘍の診断が確定している、臓器移植後、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中