

血液学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
血液一般・血液形態	1310 2A000	末梢血液一般 CBC 2A0000000019000	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)			血液 21			1
	2A010	白血球数 WBC 2A0100000019301			フローサイトメ トリー法	M:3900～ 9800 F:3500～ 9100 /μL				
	2A020	赤血球数 RBC 2A0200000019301			シースフロー 電気抵抗検 出法	M:410～530 F:380～480 ×104/μL				
	2A030	ヘモグロビン Hb 2A0300000019301			SLS-Hb	M:13.5～ 17.6 F:11.3～ 15.2 g/dL				
	2A040	ヘマトクリット Ht 2A0400000019301			シースフロー 電気抵抗検 出法	M:36～48 F:34～43 %				
	2A050	血小板数 PLT 2A0500000019301			シースフロー 電気抵抗検 出法	13.0～37.0 ×104/μL				
	2A060	MCV 平均赤血球容積 2A0600000019301			計算法	83～96 fL				
	2A070	MCH 平均赤血球ヘモグロビン量 2A0700000019301			計算法	27～32 pg				
	2A080	MCHC 平均赤血球ヘモグロビン濃度 2A0800000019301			計算法	32～36 %				
	1307 2A110	網状赤血球数 RET/レチクロ 2A1100000019631	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	フローサイトメ トリー法	M:2～27 F:2～26 ‰	血液 12	1～2		1
	2072 2A090	好酸球数 Eo 2A0900000019301	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	フローサイトメ トリー法	300以下 /μL	血液 17	1～2		1
	1303 2A300	鼻汁好酸球 2A3000000063603	42 スライド	塗抹標本 2(冷蔵)	顕顕法	(-)	血液 15	1～2		1
	1306 2A160	血液像 DIFF 2A1600000019604	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	フローサイトメ トリー法	下記参照 %	血液 15	1～2		1
	2073 2A160	血液像(目視) 2A1600000019604	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	ギムザ染色	下記参照 %	血液 25	1～2		1

●白血球像基準値 単位%

血液像 1306	目視像 2073	名称		基準値
7320		Neut	好中球*	40～70
7307	7321	Stab	桿状核好中球	2～10
7308	7322	Seg	分葉核好中球	40～65
7311	7325	Lympho	リンパ球	25～50
7310	7324	Mono	単球	3～11
7309	7323	Eosino	好酸球	0～5
7312	7326	Baso	好塩基球	0～1

* 好中球 (機械) = 桿状 + 分葉 (目視)