

( ) は  
保存温度

## 血液学検査

| 項目コード         | 項目名                                                      | 採取容器                 | 必用量           | 検査方法             | 基準値                                          | 区分<br>実施科 | 報告<br>日数 | 備考                          | 外注先 |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|-----|
| 1570<br>2B430 | <b>第Ⅻ因子凝固活性</b><br>F12<br>2B4300000022311                | 4<br>凝固容器(黒)         | 血漿<br>0.3(凍結) | ヒト欠乏血漿<br>による補正法 | 36.0～152.0<br>%                              | 血液<br>223 | 3～5      |                             | 3   |
| 2600<br>2B440 | <b>第ⅩⅢ因子凝固活性</b><br>F13<br>2B4400000022315               | 4<br>凝固容器(黒)         | 血漿<br>0.4(凍結) | 合成基質法            | 70～140<br>%                                  | 血液<br>223 | 3～5      |                             | 3   |
| 2767<br>2B460 | <b>第Ⅷ因子インヒビター定量</b><br>F8INH<br>2B4600000022311          | 4<br>凝固容器(黒)         | 血漿<br>0.4(凍結) | Bethesda法        | 1.0以下<br>BU/mL                               | 血液<br>144 | 3～5      |                             | 3   |
| 2B470         | <b>第Ⅸ因子インヒビター定量</b><br>F9INH<br>2B4700000022311          | 4<br>凝固容器(黒)         | 血漿<br>0.4(凍結) | Bethesda法        | 1.0以下<br>BU/mL                               | 血液<br>144 | 3～5      |                             | 3   |
| 1491<br>2B700 | <b>プロテインC活性</b><br>2B7000000022315                       | 4<br>凝固容器(黒)         | 血漿<br>0.3(凍結) | 合成基質法            | 70～140<br>%                                  | 血液<br>227 | 3～5      |                             | 3   |
| 1918<br>2B700 | <b>プロテインC抗原</b><br>2B7000000022062                       | 4<br>凝固容器(黒)         | 血漿<br>0.3(凍結) | ラテックス凝<br>集法     | 70～150<br>%                                  | 血液<br>220 | 3～5      |                             | 3   |
| 2658<br>2B710 | <b>プロテインS活性</b><br>2B7100000022311                       | 4<br>凝固容器(黒)         | 血漿<br>0.4(凍結) | PT凝固時間法          | 63.5～149.0<br>%                              | 血液<br>163 | 3～5      |                             | 3   |
| 1497<br>2B710 | <b>プロテインS抗原</b><br><b>遊離型抗原量</b><br>2B7100000022021      | 4<br>凝固容器(黒)         | 血漿<br>0.4(凍結) | ラテックス凝<br>集法     | 60.0～150.0<br>%                              | 血液<br>152 | 3～5      |                             | 3   |
| 2722<br>2B480 | <b>フォン・ウィルブランド因子活性</b><br>VWF活性<br>2B4800000022316       | 4<br>凝固容器(黒)         | 血漿<br>0.3(凍結) | 固定血小板<br>凝集法     | 50～150<br>%                                  | 血液<br>126 | 0        |                             | 3   |
| 2B450         | <b>フォン・ウィルブランド因子抗<br/>原量</b><br>VWF抗原<br>2B4500000022062 | 4<br>凝固容器(黒)         | 血漿<br>0.4(凍結) | ラテックス凝<br>集法     | 0型：42.0～140.8<br>A・B・AB型：66.1<br>～176.3<br>% | 血液<br>147 | 3～5      |                             | 3   |
| 1989<br>2B730 | <b>トロンボモジュリン</b><br>TM<br>2B7300000023023                | 1<br>全血容器(茶)         | 血清<br>0.6(凍結) | CLEIA法           | 12.1～24.9<br>U/mL                            | 血液<br>204 | 3～5      | 血漿検査可<br>基準値：8.7～22.7<br>*1 | 3   |
| 1379<br>2B600 | <b>β-TG</b><br><b>β-トロンボグロブリン</b><br>2B6000000022023     | 45<br>PF4・β-T<br>G専用 | 血漿<br>0.6(凍結) | EIA法             | 50以下<br>ng/mL                                | 血液<br>171 | 3～5      |                             | 3   |
| 1378<br>2B620 | <b>PF-4</b><br><b>血小板第4因子</b><br>2B6200000022023         | 45<br>PF4・β-T<br>G専用 | 血漿<br>0.6(凍結) | EIA法             | 20以下<br>ng/mL                                | 血液<br>173 | 3～5      |                             | 3   |

\*1 トロンボモジュリン 膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合のみ算定できる。



容器NO45  
β-TG、PF-4専  
用容器