

() は
保存温度

一般検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
一般検査・その他	1522 1B010	虫卵塗抹 1B0100000015701	27 糞便一般用	便 (冷蔵)	塗抹法	(-)	尿便 20	3~5		3
	1523 1B015	虫卵集卵 1B0150000015701	27 糞便一般用	便 (冷蔵)	集卵法	(-)	尿便 15	3~5		3
	1309 1B040	便ヘモグロビン1日法 1B0401302015062	28 便中ヘモグロビン	便	ラテックス凝集法	(-)	尿便 37	1~2		1
	1360 1B040	便ヘモグロビン2日法 1B0401301015062	28 便中ヘモグロビン	便	ラテックス凝集法	(-)	尿便 74	1~2		1
	2508 1B075	脂肪染色(スダンⅢ染色) 1B0750000015467	27 糞便一般用	便 拇指頭大(冷蔵(凍結不可))	スダンⅢ染色鏡検	(-)	尿便 20	3~5		3
	2438 1B080	赤痢アメーバ(便) 1B0800000015723	27 糞便一般用	便 拇指頭大(室温)	鏡頭法(集シスト法)	(-)	45	3~5		3
	2202	アカントアメーバ アカンソアメーバ	52 アカントアメーバ専用	(室温)	培養			8~15	下記参照	3
精液検査	1275 1Z992	精液一般検査 1Z9920000920000	 5 尿スピッツ	精液 1(冷蔵)			尿便 62	1~2	「WHO」ラボマニュアルに準ずる	1
	1Z615	精子濃度 1Z6160000060310				15以上 ×10 ⁶ /mL				
	1Z625	運動率 1Z6250000060320				40以上 %				
	1Z620	正常形態率 1Z6190000060920				4以上 %				



容器No.52
アカントアメーバ専用容器

アカントアメーバ（検体必要量：検査材料）

- 潰瘍部の側縁部角膜実質組織及び目の洗浄液
- コンタクトレンズケース内保存液

両方を測定いたします。

●アカントアメーバ（備考） アメーバは水中・土壌中などの環境に常在するので、検体採取時はこれらを混入しないよう、クリーンな室内で採取してください。必ずアカントアメーバ採取セットを用い、輸送袋に入れご提出ください。

●便ヘモグロビン検体の安定性




図4 専用容器採取時のヘモグロビンの安定性
リーフレット「Hb 安定性データ」（栄研化学株式会社）より

専用容器に採取後、室温で3日
以内、冷蔵保存で1週間以内に
提出ください