

一般検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
穿 刺 液 検 査	1150	穿刺液一般 胸水・腹水 等 1Z0000000040920	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 1(冷蔵)			* 1	1~2	比重・リバルタ反応・細胞数・ 細胞分類を含みます	1
	2496	細胞数(穿刺液) 関節液 等 1Z030	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 3(冷蔵)	計算盤法		* 2	1~2		1
	2497	細胞分類(穿刺液) 関節液 等 1Z030	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 8(冷蔵)	計算盤法		* 2	1~2	組織球・リンパ球・好中球・好 酸球・好塩基球等を分類します	1
	1245	関節液一般検査 関節液中結晶鑑別 1Z505	5 尿スピッツ	関節液 3(冷蔵)	偏光顕微鏡 による鏡検法		尿便 50	3~5	尿酸Na結晶、ピロリン酸Caを報 告します	3
	1543	蛋白定量(穿刺液) 1Z010	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 0.5(冷蔵)	ピロガールレッ ド法		生化 I 11	1~2		1
	1151	糖定量(穿刺液) 1Z015	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 0.5(冷蔵)	ヘキシナーゼUV法		生化 I 11	1~2		1
	1937	LDH(穿刺液) 3B055	5 尿スピッツ	穿刺液含む他 0.5(冷蔵)	酵素法		生化 I 11	1~2		1
	1531	髄液一般検査 細胞数・細胞分類 1C010	5 尿スピッツ	髄液 0.5(冷蔵)	鏡検法		尿便 77	1~2	細胞分類では単核球 (M)、多核球 (N) を%にて報告します	1
	1533	蛋白定量(髄液) 1C010	5 尿スピッツ	髄液 0.5(冷蔵)	ピロガールレッ ド法	10~40 mg/dL	生化 I 11	1~2		1
	1532	糖定量(髄液) 1C015	5 尿スピッツ	髄液 0.5(冷蔵)	ヘキシナー ゼUV法	50~75 mg/dL	生化 I 11	1~2		1
	1534	Cl(クロール)(髄液) 3H020	5 尿スピッツ	髄液 0.5(冷蔵)	イオン選択電 極法	120~125 mEq/L	生化 I 11	1~2		1

* 1 胸水・腹水採取料に含まれます。なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、排泄物、滲出物又は細菌顕微鏡検査にて、細胞診検査を行った場合には細胞診検査にて算定する。

* 2 関節液採取料に含まれます。

関節液検査については、関節水腫を有する患者であって、結晶性関節炎が疑われる者に対して実施した場合、一連につき1回限り算定する。なお、当該検査と排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。