

容器一覧

20 エンドトキシン・β-Dグルカン  容量：2.0mL 内容：ヘパリンNa 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 エンドトキシン（血液） （1→3）-β-Dグルカン	21 HIV  容量：5.0mL 内容： 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 HIV確認検査	23 血小板表面IgG用  容量：8.5mL 内容：ACD液 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 PAIgG
24 エンドトキシン・透析  容量：4.0m 内容：添加剤 保存方法：冷蔵 有効期間：容器表示 主な検査項目 エンドトキシン透析液	25 尿中ミオグロビン  容量：4.0～8.0mL 内容：保存剤 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 尿中ミオグロビン	26 NMP22専用容器  容量：5.0mL 内容：安定化剤 保存方法：室温・遮光 有効期間：容器表示 主な検査項目 NMP22
27 糞便一般用  容量： 内容： 保存方法：室温 有効期間： 主な検査項目 糞便検査 寄生虫 CDトキシン	28 便中ヘモグロビン  容量：適量 内容： 保存方法：室温 有効期間： 主な検査項目 便中ヘモグロビン	31 呼吸採取パック  容量： 内容： 保存方法：室温 有効期間： 主な検査項目 尿素呼吸試験
33 QFT容器  容量：6.0mL 内容：ヘパリンリチウム 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 QFTゴールドプラス	34 STD核酸同定容器（子宮頸管・咽頭）  容量： 内容： 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 淋菌PCR クラミジアPCR	34 STD核酸同定容器（尿・うがい）  容量： 内容： 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 淋菌PCR クラミジアPCR
35 ブレイン管  容量：6.0mL 内容： 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 薬物（一部） 間接クームス	36 遺伝子一般（血清）  容量：3.0mL 内容：凝固促進剤 保存方法：室温 有効期間：容器表示 主な検査項目 HCVRNAジェノタイプ	40 病理組織検査容器  容量：ホルマリン 内容：お客様にて分注 保存方法：室温 有効期間： 主な検査項目 病理組織検査