



47 便中ピロリ専用容器  容量: 内容: 有効期間: 容器表示 主な検査項目 便中ピロリ検査	48 アルミニウム専用容器  容量: 3.0mL 内容: ヘパリン中和剤 血清分離剤 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 アルミニウム	50 VZV・HSV採取  容量: 内容: 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 VZV特異抗原 HSV特異抗原
51 婦人科細胞診・LBC  容量: 内容: 有効期間: 容器表示 主な検査項目 HPV 婦人科細胞診	52 アカントアメーバー用  容量: 内容: 保存方法: 室温 凍結不可 有効期間: 主な検査項目 アカントアメーバー	53 マイコプラズマ核酸同定  容量: 内容: 保存方法: 室温 有効期間: 主な検査項目 マイコプラズマ 核酸同定 (LAMP)
54 細菌検査用  容量: 内容: 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 細菌検査	55 細菌検査用 (血液培養)  容量: 3~10mL 内容: 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 細菌検査・血液培養	56 輸血関連  容量: 7.0mL 内容: EDTA2Na 保存方法: 有効期間: 容器表示 主な検査項目 不規則抗体スクリーニング クロスマッチ
59 T-SPOT・TB  容量: 10.0mL 内容: ヘパリンNa 保存方法: 室温 有効期間: 主な検査項目 TSPOT	66 不規則抗体同定  容量: ①生化学8.5mL ②EDTA7.0mL 内容: ①分離剤 ②EDTA2Na 保存方法: 室温 有効期間: 主な検査項目 不規則抗体同定	68 遮光EDTA  容量: 4.0mL 内容: EDTA 2 Na 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 ビタミンB1 ビタミンB2
69 全血凍結検体用  容量: 2.0mL 内容: 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 シクロスポリン タクロリムス	73 アンモニア専用容器  容量: 2.0mL 内容: EDTA 2 K 保存方法: 室温 有効期間: 容器表示 主な検査項目 アンモニア	74 トロポニンT定性  容量: 2.0mL 内容: EDTA 有効期間: 容器表示 主な検査項目 トロポニンT定性 末梢血、BNP