

薬物検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
抗 て ん か ん 剤	1873 3L185	フェニトイン 3L1850000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	10～20 μg/mL	特薬1 470	1～2	ジフェニルヒダントイン,ヒダントール,アレ ビアチン	1
	1869 3L175	フェノバルビタール 3L1750000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	10～30 μg/mL	特薬1 470	1～2	フェノバル、ルミナール	1
	1875 3L190	プリミドン 3L1900000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	EIA法	5～12 μg/mL	特薬1 470	4～7	マイソリン、プリムロン	6
	1874 3L115	カルバマゼピン 3L1150000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	6～12 μg/mL	特薬1 470	1～2	デグレトール、テレスミン、レキシシ	1
	1876 3L195	バルプロ酸ナトリウム 3L1950000023024	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	50～100 μg/mL	特薬1 470	1～2	デパケン、パレリン、エピレナート、ハイセ レニン	1
	1883 3L125	クロナゼパム 3L1250000023210	35 ブレイン管	血清 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	20～70 ng/mL	特薬1 470	4～7	ランドセン、リボトリール	6
	1880 3L165	ニトラゼパム 3L1650000023210	35 ブレイン管	血清 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	20～100 ng/mL	特薬1 470	4～7	ベンザリン、ネルボン、ネルロレン、ヒル スカミン	6
	1881 3L130	ジアゼパム 3L1300000023204	35 ブレイン管	血清 0.6(凍結)	LC-MS/MS 法	有効治療濃度200 ～500 中毒域 1000以 上 ng/mL	特薬1 470	4～7	セルシン、ホリゾン、ジアバックス、セレナ ミン、ダイアップ	6
	1891 3L210	ゾニサミド 3L2100000023204	35 ブレイン管	血清 0.2(冷蔵)	HPLC法	10～30 μg/mL	特薬1 470	4～7	エクセبران	6
	2214 3L215	ガバペンチン 3L2150000022204	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	μg/mL	特薬1 470	4～7	ガバペン	3
	1812 3L145	クロバザム 3L1450000023204	35 ブレイン管	血清 0.6(凍結)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 10.0～70.0 ng/mL	特薬1 470	4～7	マイスタン	6
	2377 3L230	レベチラセタム 3L2300000022210	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 トラフ 12.0～46.00 μg/mL	特薬1 470	4～7	イーケブラ	3
	2358 3L220	ラモトリギン 3L2200000022210	35 ブレイン管	血清 0.5(冷蔵)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 トラフ 2.50～15.00 μg/mL	特薬1 470	4～7	ラミクタール ヘパリン血・ETDA加血漿検査可	6
	2396 3L225	トピラマート 3L2250000022210	8 ヘパリン管 (緑)	血漿 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	治療有効濃度 トラフ 5.00～20.00 μg/mL	特薬1 470	4～7	トピナ	3
	2596 3L245	ペランパネル 3L2450000022210	6 EDTA2Na管	血漿 0.3(凍結)	LC/MS/MS 法	ng/mL	特薬1 470	4～7	フィコンバ 血清検査可	6
	2592 3L248	ラコサミド 3L2480000022210	6 EDTA2 Na管	血漿 0.3(凍結)	LC-MS/MS 法	μg/mL	特薬1 470	4～7	ビムハット	6