

() は
保存温度

生化学的検査

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
産業 医学 的 代 謝 物 質	1643 3K065	アセトン(尿) 3E0600000001202	5 尿 スπιツツ	尿 3(凍結)	GC法	2. 3以下 mg/L		6～19	作業終了時の尿	3
	1406 3K065	メタノール 3K0650000001202	5 尿 スπιツツ	尿 3(凍結)	GC法	2. 9以下 mg/L		6～19	作業終了時の尿	3
	1270 3K045	N-メチルホルムアミド (N,N-ジメチルホルムの代謝物として) 3K0450000001202	5 尿 スπιツツ	尿 3(冷蔵)	GC法	下記参照		5～9	* 1	3
	1268 3K025	馬尿酸 (トルエンの代謝物として) 3K0250000001204	5 尿 スπιツツ	尿 1(冷蔵)	HPLC法	下記参照		4～5	* 1	3
	1266 3K035	メチル馬尿酸 (キシレンの代謝物として) 3K0350000001204	5 尿 スπιツツ	尿 1(冷蔵)	HPLC法	下記参照		4～5	* 1	3
	1265 3K040	スチレン代謝物(マンデル酸) 3K0400000001205	5 尿 スπιツツ	尿 1(冷蔵)	LC-MS法	下記参照 g/L		5～8	* 1	3
	1264 3J075	δ-アミノレブリン酸(尿中) δ-ALA定量 3J0750000001204	5 尿 スπιツツ	尿 1(冷蔵)	HPLC法	下記参照 mg/L	尿便 106	4～6	* 2	3
	3J055	赤血球遊離プロトポルフィリン 鉛健康診項目 3J05500000019282	8 ヘパリン管(緑)	ヘパリン加 血 1.4(冷蔵(遮 光))	蛍光法	下記参照 ug/dL赤血球		4～17	遮光して提出ください 項目コード1263 プロトポルフィリン(ポルフィリン症)	3
	1271 3K050	2,5-ヘキササジオン ノルマルヘキサンの代謝物として 3K0500000001203	5 尿 スπιツツ	尿 3(冷蔵)	GC-MS法	下記参照		5～8	* 1	3
浸 透 圧	1782 3H045	浸透圧 3H04500000023902	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	氷点降下法	275～290 mOsm/kgH2O	血液 15	3～5		3
	1787 3H045	浸透圧(透析液) 3H04500000095902	5 尿 スπιツツ	透析液 0.7(冷蔵)	氷点降下法	mOsm/kgH2O	尿便 160	3～5		3
	1793 3H045	浸透圧(尿) 3H0450000001902	5 尿 スπιツツ	尿 1(冷蔵)	氷点降下法	50～1300 mOsm/kgH2O	尿便 16	3～5		3

* 1 連続した作業日の最初の日を除いた作業終了時に採取してください。ただし作業終了2時間前に一度排尿してください。

* 2 鉛健康診断は労働安全衛生法に基づく健康診断であり、その中で尿中δ-アミノレブリン酸定量を実施した場合は、保険算定の対象外です。

○有機溶剤健康診断 尿中の代謝物の測定が必要な有機溶剤名

項目 コード	有機溶剤の名称	検査項目	単位	分布*			
				1	2	3	3
1268	トルエン	尿中の馬尿酸	g/L	1以下	1超	2.5以下	2.5超
1266	キシレン	尿中のメチル馬尿酸	g/L	0.5以下	0.5超	1.5以下	1.5超
1265	スチレン	尿中のメチル馬尿酸	g/L	0.3以下	0.3超	1以下	1超
1271	ノルマヘキサン	尿中の2,5-ヘキササジオン	mg/L	2以下	2超	5以下	5超
1270	N,N-ジメチルホルムアルデヒド	尿中のN-メチルホルムアミド	mg/L	10以下	10超	40以下	40超
	1,1,1-トリクロロエタン	尿中のトリクロロ酢酸	mg/L	3以下	3超	10以下	10超
		尿中の総三塩化物	mg/L	10以下	10超	40以下	40超
	トリクロロエチレン	尿中のトリクロロ酢酸	mg/L	30以下	30超	100以下	100超
		尿中の総三塩化物	mg/L	100以下	100超	300以下	300超
	テトラクロロエチレン	尿中のトリクロロ酢酸	mg/L	3以下	3超	10以下	10超
		尿中の総三塩化物	mg/L	3以下	3超	10以下	10超

* 分布1,2,3と分けている数値は、厚生労働省がこの分布の属する人数を行政的に把握するために設定したものであって、結果を判定する基準となるものではありません。したがってこの数値で診断したり判定したりはしないこととされています。

○鉛健康診断

項目 コード	検査項目	分布*			
		1	2	3	3
1262	血中鉛	20以下	20超	40以下	40超
	血中遊離プロトポルフィリン	100以下	100超	250以下	250超
1264	尿中δ-アミノレブリン酸	5以下	5超	10以下	10超