

内分泌学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
視床下部・下垂体関連	1174 4A010	成長ホルモン GH 4A0100000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ECLIA法	成人 M : 2.47以下 F : 0.13~9.88 ng/mL	生化Ⅱ 104	3~5		3
	1684 4A030	黄体形成ホルモン LH 4A0301000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.6(冷蔵)	CLIA法	下記参照 mIU/mL	生化Ⅱ 105	1~2		1
	1683 4A035	卵胞刺激ホルモン FSH 4A0351000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	下記参照 mIU/mL	生化Ⅱ 105	1~2		1
	1743 4A020	プロラクチン PRL 4A0201000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	M : 3.6~12.8 F : 6.1~30.5 ng/mL	生化Ⅱ 98	1~2		1
	1708 4A015	ソマトメジンC IGF-1 4A0150000023006	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	ECLIA	下記参照 ng/mL	生化Ⅱ 212	3~4		3
	1744 4A070	抗利尿ホルモン AVH.ADH.アルギニン-バソプレッシン 4A07000000022001	6 EDTA2Na管	血漿 1.5(絶凍)	RIA2抗体法	水制限 : 4.0以下 自由飲水 : 2.8以下 pg/mL	生化Ⅱ 224	3~4		6
	1177 4A025	副腎皮質刺激ホルモン ACTH 4A0251000022006	6 EDTA2Na管	血漿 0.4(凍結)	ECLIA法	7.2~63.3 pg/mL	生化Ⅱ 184	3~5		6

OLH、FSH基準値

単位: mIU/mL		LH	FSH
M		0.8~5.7	2.0~8.3
F	卵胞期	1.8~10.2	3.0~14.7
	排卵期	2.2~88.3	3.2~16.6
	黄体期	1.1~14.2	1.5~8.5
	閉経後	5.7~64.3	157.8以下

男性

○ソマトメジン基準値

年齢			-2SD	~	+2SD	年齢			-2SD	~	+2SD	年齢			-2SD	~	+2SD	年齢			-2SD	~	+2SD
0	11	~	149	26	119	~	329	52	86	~	242	0	15	~	154	26	146	~	336	52	78	~	213
1	14	~	148	27	116	~	322	53	85	~	240	1	23	~	186	27	141	~	328	53	77	~	212
2	18	~	154	28	114	~	315	54	84	~	239	2	32	~	213	28	137	~	320	54	76	~	211
3	24	~	164	29	111	~	309	55	84	~	238	3	40	~	227	29	133	~	312	55	75	~	210
4	32	~	176	30	109	~	303	56	83	~	237	4	48	~	238	30	129	~	304	56	74	~	208
5	44	~	193	31	107	~	297	57	82	~	236	5	56	~	252	31	126	~	297	57	73	~	207
6	55	~	215	32	105	~	292	58	81	~	235	6	69	~	287	32	122	~	290	58	72	~	205
7	63	~	247	33	103	~	287	59	80	~	233	7	89	~	357	33	119	~	283	59	71	~	203
8	72	~	292	34	102	~	283	60	79	~	232	8	111	~	438	34	115	~	277	60	70	~	201
9	84	~	350	35	100	~	279	61	77	~	230	9	133	~	517	35	112	~	271	61	69	~	198
10	99	~	423	36	99	~	275	62	76	~	228	10	155	~	588	36	109	~	265	62	68	~	196
11	113	~	499	37	97	~	272	63	75	~	226	11	175	~	638	37	106	~	260	63	66	~	194
12	125	~	557	38	96	~	269	64	73	~	224	12	188	~	654	38	103	~	254	64	65	~	191
13	133	~	579	39	95	~	266	65	72	~	221	13	193	~	643	39	100	~	250	65	64	~	188
14	138	~	570	40	94	~	263	66	70	~	219	14	193	~	625	40	98	~	245	66	62	~	186
15	141	~	552	41	94	~	261	67	68	~	216	15	193	~	614	41	95	~	240	67	61	~	183
16	142	~	543	42	93	~	259	68	66	~	213	16	192	~	611	42	93	~	236	68	60	~	180
17	142	~	540	43	92	~	257	69	65	~	209	17	191	~	599	43	90	~	233	69	59	~	177
18	142	~	526	44	92	~	255	70	63	~	206	18	188	~	574	44	88	~	229	70	57	~	175
19	143	~	501	45	91	~	253	71	61	~	202	19	182	~	539	45	87	~	226	71	56	~	172
20	142	~	470	46	90	~	250	72	58	~	198	20	175	~	499	46	85	~	224	72	55	~	170
21	139	~	436	47	90	~	250	73	56	~	194	21	168	~	459	47	83	~	221	73	54	~	167
22	135	~	405	48	89	~	248	74	54	~	190	22	161	~	425	48	82	~	219	74	53	~	165
23	131	~	379	49	88	~	246	75	52	~	185	23	155	~	397	49	81	~	218	75	52	~	163
24	128	~	356	50	87	~	245	76	50	~	181	24	151	~	375	50	80	~	216	76	50	~	160
25	125	~	337	51	87	~	243	77	48	~	177	25	147	~	358	51	79	~	215	77	49	~	158