

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
血液型 関 連	1311 5H010	ABO式血液型 5H0100000019101	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	赤血球凝集法	A. B. O. AB 型	免疫 39	1~2		1
	1312 5H020	Rh式血液型 5H0200000019101	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(冷蔵)	赤血球凝集法	(-)/(+)	免疫 39	1~2		1
	1628 5H180	不規則性抗体スクリーニング 5H1800000098101	56 EDTA 2 N a管	EDTA加血液 5(冷蔵)	クームス法 酵素法	(-)	免疫 174	1~2	* 1	1
	2217 5H180	不規則性抗体同定検査 5H1800000098101	1・6 全血容器(茶) EDTA加血液	0.5(血清) 5(EDTA加血液) (冷蔵)	カラム凝集法 クームス法 酵素法		免疫 174	3~5	* 1	3
	1316 5H121	直接クームス試験 5H1210000018101	2 血球容器(紫)	EDTA加血液 2(室温)	試験管法	(-)	免疫 34	1~2		1
	1319 5H122	間接クームス試験 5H1220000018101	35 ブレイク管	EDTA加血液 5(冷蔵)	カラム凝集法	(-)	免疫 47	3~5	単独検体	3
	1469	HLA-A 遺伝子型 HLA-A-PCR 5K1160000019899	13 スプレーコート	全血添加物入 5(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	2564	HLA-B 遺伝子型 HLA-B PCR 5K1170000019898	13 スプレーコート	全血添加物入 3(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	2768	HLA-C 遺伝子型 HLA-C-PCR 5K1180000019898	13 スプレーコート	全血添加物入 3(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	1356	HLA-DRB1 遺伝子型 HLA-DRB1 PCR 5K1200000019898	13 スプレーコート	全血添加物入 5(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	1358	HLA-DPB1 遺伝子型 HLA-DPB1 PCR 5K1210000019898	13 スプレーコート	全血添加物入 5(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	2769	HLA-DQA1 遺伝子型 HLA-DQA1-PCR 5K1290000019898	13 スプレーコート	全血添加物入 3(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3
	1357	HLA-DQB1 遺伝子型 HLA-DQB1 PCR 5K1300000019899	13 スプレーコート	全血添加物入 5(冷蔵)	PCR-rsso法			5~7	* 2	3



*1 **不規則抗体** 輸血歴又は妊娠歴のある患者に対し、胸部手術、心・脈管手術、腹部手術又は子宮全摘術、子宮悪性腫瘍手術、子宮あ悪性腫瘍手術、子宮付属器悪性腫瘍手術（両側）、帝王切開術又は異所性妊娠手術が行われた場合に、手術の当日に算定する。手術に際して輸血が行われた場合は、本検査実施料又はK920輸血の「注6」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴がある患者又は妊娠歴のある患者のいずれかに該当するかを記載する。
輸血に伴って行った患者の不規則抗体検査の費用 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず 1月につき所定点数に197点を加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては1週間に1回限り、所定点数に197点加算する。

*2 **HLA DNAタイピングについて** 日本組織適合性学会ホームページにて最新情報をご確認ください。 <https://jshi.smoosy.atlas.jp/ja>