

当日送り検査一覧

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
当日 送 り 検 査 一 覧	1806 5F194	サイトメガロウイルス抗原C10,C11 CMV抗原C10,C11 5F1941420019171	6 EDTA2Na管	全血添加物入 3(冷蔵)	間接酵素抗体法	判定 (一)	免疫 366	4~9	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可 *4	3
	1991 5F194	サイトメガロウイルス抗原C7-HRP CMV抗原C7-HRP 5F1941420019171	6 EDTA2Na管	全血添加物入 3(冷蔵)	直接酵素抗 体法	判定 (一)	免疫 356	4~9	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可 *4	3
	1394 5I014	DLST1 薬剤 薬剤リンパ球刺激試験 5I0141301019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加血 (黄) 10(室温)	3H-サイミジン取込み能	S. I. + 1.8 ±1.6 ~1.7	免疫 345	8~10	月~金・採血日午前中に提出 *1 *2	3
	1202 5K020	HLAタイピング(A, B) 血清対応型タイピング 5K0200000019907	13 EDTA2K	EDTA加血液 5(冷蔵)	PCR-rSSO法 PCR-SSP法	49ページ 参照	未保点 未保点	4~7	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可	3
	1313 0	HLAタイピング(DR) 血清対応型タイピング 0	13 EDTA2K	EDTA加血液 5(冷蔵)	PCR-rSSO法 PCR-SSP法	49ページ 参照	未保点 未保点	4~7	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可	3
	1470 5G525	血小板表面IgG PAIgG 5G5250000019021	23 血小板表面IgG用	ACD加血液 8.5(室温)	EIA法	27.6未満 ng/10 ⁷ PLT	免疫 190	4~7	受託は月~金午前中のみ 休前日受付不可 *1	3
	2537 5I020	T細胞・B細胞百分率 5I0200000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加血 (黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	T細胞 (CD3) 54.3 ~81.9 B細胞 %	免疫 193	3~5	月~金・採血日午前中に提出	3
	2437 5E301	T-SPOT. TB 結核菌特異的インターフェロ-γ産生能 5E3010000019031	59 T-SPOT. TB	全血添加物入 6(室温)	ELISPOT法	—	微生物 593	3~5	受付：月~金曜日 (休業日前日受付不可) *6	6
	2202 0	アカントアメーバ アカンソアメーバ 0	52 アカントアメーバ専用	アカントアメーバ専用 (室温)	培養		0	8~15	下記参照	3
		Singl-color解析による 細胞表面マーカー検査 0	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加血 (黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	次ページ参 照 0	免疫 185 (一連)	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可 *1	3
		Two-color解析による 細胞表面マーカー検査 0	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加血 (黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	次ページ参 照 0	免疫 185 (一連)	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可 *1	3
	5I010	リンパ球幼若試験(分離培養) PHA 5I0100000019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加血 (黄) 5(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S. I. 147.5 ~1251.3 0	免疫 345	7~9	月~金・採血日午前中に提出 *1	3
	5I010	リンパ球幼若試験(分離培養) Con-A 5I0100000019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加血 (黄) 5(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S. I. 38.1 ~385.5 0	免疫 345	7~9	月~金・採血日午前中に提出 *1	3
	5I010	リンパ球幼若試験(微量全血培養) PHA 5I0100000019814	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加血 (黄) 1(室温)	3H-サイミジン 取込み能	S. I. 38.6~ 898.5 0	免疫 345	8~10	月~金・採血日午前中に提出 *1	3