

() は
保存温度

内分泌学検査


	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
性 腺 ・ 胎 盤 関 連	1747 4F025	エストラジオール E2 4F0250000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLIA法	下記参照 pg/mL	生化Ⅱ 167	1~2		1
	1718 4F045	プロゲステロン 黄体ホルモン 4F0450000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	下記参照 ng/mL	生化Ⅱ 139	1~2		1
	1631 4F065	テストステロン 4F0650000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLIA法	M : 142.4~ 923.1 F : 10.8~ 56.9 ng/dL	生化Ⅱ 119	3~5		3
	1233 4F070	遊離テストステロン 4F0700000023021	1 全血容器(茶)	血清 0.5(凍結)	RIA-固相法	下記参照 pg/mL	生化Ⅱ 156	3~6	午前中に採血してください	3
	1740 4F080	HCG ヒト絨毛性ゴナドピン 4F0800000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.7(冷蔵)	CLIA法	下記参照 mIU/mL	生化Ⅱ 134	1~2	*1	1
	1325 4F080	尿中HCG 尿中ヒト絨毛性ゴナドピン 4F0800000001053	5 尿スπιツ	尿 2(冷蔵)	ECLIA法	下記参照 mIU/mL	生化Ⅱ 134	3~5	*1	1
	1799 4F090	HCG-βサブユニット 遊離βHCG 4F0900000023051	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	1.00未満 ng/mL	生化Ⅱ 129	3~5	*2	3
	2403 4F100	抗ミューラー管ホルモン AMH 4F1000000023052	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	CLIA法	下記参照 ng/mL	生化Ⅱ 600	1~2	*3	1
	2806 4Z335	sFlt-1/PIGF比 4Z3350000023053	1 全血容器(茶)	血清 0.9(冷蔵)	ECLIA法	下記参照	生化Ⅱ 340	3~9	*4	3

*1 HCG定性、HCG半定量又はHCGを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

*2遊離βサブユニット HCG産生腫瘍に対して測定した場合に限り算定する。

*3抗ミューラー管ホルモン 不妊症の患者に対して、卵巣の機能の評価及び治療方針の決定を目的として6月1回限り算定できる

*4sFlt-1/PIGF比 妊娠18週から36週未満の妊娠高血圧腎症が疑われる妊婦であって、以下のリスク因子を2つ以上有するもの実施した場合に、原則として一連の妊娠につき1回限り算定できる。なお、リスク因子を2つ以上有する場合は、原則として、当該点数は算定できない。(イ)収縮期血圧が130mmHg以上 (ロ)蛋白尿 (ハ)妊娠高血圧腎症を疑う臨床症状又は検査所見 (ニ)子宮内胎児発育遅延 (ホ)子宮内胎児発育遅延を疑う検査所見

	エストラジオール (E2)		プロゲステロン	
M	19.0	~ 51.0	0.6以下	
卵胞期	19.0	~ 226.0	0.4以下	
排卵期	49.0	~ 487.0	3.7以下	
黄体期	78.0	~ 252.0	8.5	~ 21.9
閉経後	19.0	~ 51.0		
妊 前期	780.0	~ 16631.0	23.9	~ 141.4
娠 中期	1146.0	~ 36635.0	25.7	~ 142.9
中 後期	5452.0	~ 44915.0	51.2	~ 325.8

遊離テストステロン (参考基準値：午前中採血)

年齢	男性	女性
30 ~ 29	7.6 ~ 23.8	0.4 ~ 2.3
30 ~ 39	6.5 ~ 17.7	0.6 ~ 2.5
40 ~ 49	4.7 ~ 21.6	0.3 ~ 1.8
50 ~ 59	4.6 ~ 19.6	0.8 ~ 1.7
60 ~ 69	5.3 ~ 11.5	
70以上	4.6 ~ 16.9	

(単位：pg/mL)

DHEA-S基準値 単位：ng/mL

年齢	男	女
18~20	240~5370	510~3210
21~30	850~6900	180~3910
31~40	1060~4640	230~2660
41~50	700~4950	190~2310
51~60	380~3130	80~1880
61~70	240~2440	120~1330
71以上	50~2530	70~1770

HCG (ヒト絨毛性ゴナドトロピン) (尿)		
尿	男性	3.0以下
	非妊婦	
	妊婦	
	6週	15000~30000
	10週	90000~120000
	20週	未設定
	40週	未設定

sFlt-1/PIGF比 基準値

38.00以下	1週間以内の妊婦高血圧腎症 (PE) の非発症予測
38.00越	4週間以内の妊婦高血圧腎症 (PE) の発症予測

HCG (ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン) (血清)		
尿	男性	5.0以下
	非妊婦	
	妊婦	
	1~10	1.2~417430
	11~15	16996~247465
	16~22	6860~50239
	22~40	1583~65911

AMH (抗ミューラー管ホルモン) 基準値

年齢	例数	中央値	基準範囲	年齢	例数	中央値	基準範囲
≤27	558	4.69	0.76 ~ 14.18	37	1154	2.27	0.24 ~ 8.50
28	387	4.27	0.84 ~ 12.44	38	1230	1.90	0.11 ~ 7.81
29	555	4.14	0.86 ~ 11.97	39	1176	1.80	0.13 ~ 7.45
30	663	4.02	0.79 ~ 12.74	40	1057	1.47	0.08 ~ 6.13
31	865	3.85	0.44 ~ 13.08	41	888	1.30	0.06 ~ 5.52
32	872	3.54	0.62 ~ 13.87	42	715	1.00	0.05 ~ 5.81
33	959	3.32	0.4 ~ 12.76	43	509	0.72	0.03 ~ 4.49
34	1064	3.14	0.38 ~ 11.16	44	309	0.66	0.03 ~ 3.98
35	1191	2.62	0.37 ~ 10.18	45	144	0.41	0.03 ~ 3.43
36	1122	2.5	0.33 ~ 9.93	46≦	127	2.36	0.02 ~ 1.67